



TABLET EEG®

*Portable Wireless
Electroencephalograph*

REGISTRO

SIN

ATADURAS



NUEVO

TABLET EEG®

Número total de canales:

20 activos monopolares + 2 referenciales + 2 auxiliares

Referencia:

(A1 + A2)/2. Promedio electrónico.

Impedancia de entrada:

> 100Mohm. Rechazo de modo común: >100 dB.

Ruido propio:

< 1 uV rms.

Filtros individuales pasa-bajos:

15; 30; 50 Hz.

Ganancia:

Automática. Precisión mejor que el 1%.

Conversión A/D:

16 bits - Adquisición simultánea.

Frec. de muestreo:

400 Hz.

Comunicación:

2,4 GHz baja energía.

Amplitud:

5 uV/mm a 1000 uV/mm

Montajes:

Ilimitados, programables.

Marcas:

80 marcas distintas programables.

Formato de marcas:

Puntual; ventana (epoch); doble ventana.

Marcación:

Páginas para impresión y/o generación de extracto.

Facilidades de avance y retroceso rápido,

salto a página, etc.

Informes:

En cualquier procesador de texto bajo Windows®.

Sistema Operativo:

Windows®.

Alimentación:

2 baterías AA recargables.

Dado el permanente desarrollo y perfeccionamiento de los productos, estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



TABLET EEG®

*Portable Wireless
Electroencephalograph*



Advantek SRL
Manuel Ricardo Trelles 2038/2040
CP (C1416BRT) CABA / República Argentina
Tel: + 54 (11) 4586-0002 // info@ati-medical.com

www.ati-medical.com