



PSG PORTABLE DE 22 CANALES

- ★ Cumple estudios I; II; II y IV (AAST)
- ★ Triple funcionalidad: como equipo fijo, portable y de uso mixto.
- ★ Completa adquisición neurológica y respiratoria.
- ★ 24 horas de grabación programable.
- ★ Bandas respiratorias por impedancia.
- ★ Actimetría por acelerómetros 3D.
- ★ Toda la potencia de análisis del software Pentatek®.

- 3 EEG de 50Hz/0,3Hz. Son 3 canales referenciales.
Se usan 4 pines de entrada.
- 2 EOG de 50Hz/0,3Hz. Son 2 canales referenciales.
Se usan 3 pines de entrada.
- 1 EMG de 4500Hz/10Hz. Canal Diferencial.
Se usan 2 pines de entrada.
- 1 EKG de 75Hz/0,3Hz. Canal Diferencial. Se usan 2 pines de entrada.



- Banda pectoral
- Micrófono de ronquido
- Banda abdominal 15Hz/0,1Hz
- Sensor de posición.
- Actímetro
- Sensor de flujo respiratorio por Termistor 15Hz/0,1Hz
- Sensor de flujo respiratorio por Presión 15Hz/0,1Hz
- Oximetría, pletismografía, ritmo cardíaco y pulse transit time)
- Canales auxiliares
- Canal de marcas externas.



Funciona con 2 pilas AA.

Autonomía en modo toma 24Hrs.

Autonomía en StandBy mayor a 1 año.

Grabación de la información en memoria SD.

Se puede utilizar para hacer estudios tipo I, II, III y IV.
según clasificación de la AAST .