



Tablet EEG[®]

¡Llévelo a todos lados!

FUERTE Y LIVIANO

Su uso es recomendado hasta en terapia intensiva



Tablet EEG®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Tablet EEG:

HARDWARE:

Número total de canales:

T20: 20 activos monopolares + 2 referenciales.

T25: 20 activos monopolares + 2 referenciales.
+5 canales diferenciales multipropósito.

T26: 18 canales lentos + 8 canales rápidos diferenciales.

Norma de seguridad:

De acuerdo a IEC 60-201-1 / IEC 4220-1 (clase I tipo BF).

Enlace con el computador:

USB 2.0 alimentado por bus.

Impedancia de entrada:

> 100Mohm.

Ruido propio:

< 1.5 uV rms.

Filtro común pasa-bajos:

15; 30; 50 Hz.

Filtro común pasa-altos:

0.5 Hz (0.3 seg); 1.6 Hz (0.1 seg).

Ganancia:

Automática. Precisión mejor que el 1%.

Medición de impedancia:

Con indicación simultánea en pantalla.

Conversión A/D:

16 bits, 4000 muestras por segundo.

SOFTWARE:

Visualización de trazos:

simultánea de hasta 20 trazos durante la toma.

Grabación:

Continua en disco rígido, óptico o red en páginas desde 5 hasta 60 segundos.

Montajes:

10 montajes predefinidos.

Extracto:

Generación de archivos en formato PDF para entrega al paciente o médico solicitante.

Informes:

En cualquier procesador de texto bajo Windows®.

Impresión:

Del trazado; mapas espectrales: tablas; historia clínica; reporte de toma; informe del estudio; memo. hoja horizontal o vertical; tamaño y márgenes, variables a voluntad. En colores ó blanco y negro. Sistema Operativo Windows® 2000 / XP-Pro / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Instalación y uso del sistema:

Con cada equipo se entrega un CD con un video de la instalación, como del uso del mismo.



Advantek SRL

Manuel Ricardo Trelles 2038/2040
CP (C1416BRT) CABA / República Argentina

Tel: + 54 (11) 4586-0002 // info@ati-medical.com

www.ati-medical.com